

Anticuerpo Policlonico De Conejo Contra Tgf Beta 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01137

Número de artículo: CM0014547



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra TGF beta 1 humano (UniProt P01137). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce TGF beta 1 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por TGFβ, fibrosis y regulación inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra TGF beta 1
Abreviaturas/Alias	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-280 de TGF beta 1 humano (NP_000651.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01137
Peso de la Proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo