


## Pab De Conejo Contra Receptor Ii De Tgf Beta - P37173

Número de artículo: CM0017386



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Receptor II de TGF beta (TGFB2) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta dianas de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización por TGF-beta y cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PAb de conejo contra Receptor II de TGF beta                                                                                                                  |
| Notas / Alias       | AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR1; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-RII; Receptor II de TGF beta (TGFB2)                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 7048                                                                                                                                                          |
| GeneID              | 7048                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-280 del Receptor II de TGF beta humano (TGFB2) (NP_003233.4). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                             |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                           |
| SWISS               | P37173                                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 65 kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |