

Anticuerpo Policlonal Tgfb2 Conejo Pab Para Wb, Elisa - P61812

Número de artículo: CM0027142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TGFB2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Inmunógeno recombinante (aa 21-414). Dirigido a la proproteína del factor de crecimiento transformante beta-2, una citocina multifuncional que regula la angiogénesis y el desarrollo cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal TGFB2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7042
GeneID	7042
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-414 de TGFB2 humano (NP_003229.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P61812
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo