


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Thoc4/Alyref Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

Número de artículo: CM0009942



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo THOC4/ALYREF validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la subunidad 4 del complejo THO humano, de ratón y de rata, involucrada en la exportación y procesamiento de ARNm. Ideal para investigación en cáncer y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo contra THOC4/ALYREF
Notas/Alias	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10189
GeneID	10189
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 158-257 de THOC4/ALYREF humano (Q86V81).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86V81
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo