

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Tromboxano Sintasa Para Wb Y Elisa - P24557

Número de artículo: CM0015931

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la tromboxano-A sintasa (TBXAS1/CYP5A1) para WB y ELISA en muestras humanas y de ratón. Participa en la síntesis de tromboxano A2 y la agregación plaquetaria. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra la tromboxano sintasa                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, tromboxano sintasa                                                                             |
| Especie             | Humana                                                                                                                                             |
| ID del gen (humano) | 6916                                                                                                                                               |
| ID del gen          | 6916                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 355-534 de la tromboxano sintasa humana (NP_001052.2) |
| Origen              | conejo                                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón                                                                                                                                      |
| SWISS               | P24557                                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 61 kDa                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                     |