

Timidilato Sintasa Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04818

Número de artículo: CM0006347



Introducción

Timidilato sintasa Rabbit mAb (P04818) validada para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Crítica para la investigación del metabolismo de nucleótidos y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Timidilato sintasa Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TS; TMS; DKCD; HST422; Timidilato sintasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7298
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-313 de la timidilato sintasa humana (NP_001062.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04818
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo