

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Peroxidasa Tiroidea Para Ihc-P/Elisa - P07202

Número de artículo: CM0002702

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra peroxidasa tiroidea validado para IHC-P y ELISA. Detecta TPO humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de biosíntesis de hormonas tiroideas y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb de conejo contra peroxidasa tiroidea
Observaciones/Alias	MSA; TPX; TDH2A; Peroxidasa tiroidea
Especie	Humano
ID del gen	7173
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la peroxidasa tiroidea humana (P07202)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07202
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo