


Tiam1 Conejo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13009

Número de artículo: CM0014550



Introducción

TIAM1 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta TIAM1 humano y de rata, un GEF de Rho que regula la adhesión y migración celular mediante la señalización de RAC1/CDC42. Ideal para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIAM1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7074
GeneID	7074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1392-1591 de TIAM1 humano (NP_003244.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13009
Peso Proteico	178kDa
Envío	Bolsa de hielo