


Tim-3/Havcr2 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0016220



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TIM-3/HAVCR2 validado para WB y ELISA, reactivo en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de los puntos de control inmunitario en la regulación de células T y la investigación de inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIM-3/HAVCR2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tím-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-202 del TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo