

Anticuerpo Policlonal De Conejo Timm13 Para Wb, Elisa - Q9Y5L4

Número de artículo: CM0024690

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TIMM13 validado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad Tim13 del translocasa de la membrana interna de importación mitocondrial (11 kDa, UniProt Q9Y5L4), una chaperona esencial para la importación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo TIMM13
Observaciones/Alias	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
Especie	Humano
ID del Gen	26517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de TIMM13 humano (NP_036590.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5L4
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo