

Anticuerpo Policlonal De Conejo Timmdc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

Número de artículo: CM0020436

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TIMMDC1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige al factor de ensamblaje del complejo mitocondrial I; ideal para la investigación del metabolismo y las enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMMDC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Especie	Humano
ID de Gen	51300
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-285 del TIMMDC1 humano (NP_057673.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPL8
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo