

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tlr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60603

Número de artículo: CM0015172



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TLR2 (pAb) validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con TLR2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la inmunidad innata y las enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TLR2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7097
GeneID	7097
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del TLR2 humano (NP_003255.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60603
Peso de la proteína	90 kDa
Envío	Bolsa de hielo