


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tlr4 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00206

Número de artículo: CM0015266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TLR4 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Dirigido contra el receptor tipo Toll 4, implicado en las respuestas inmunitarias innatas frente a LPS y DAMP. Adecuado para la investigación de la inflamación y las infecciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	TLR4 pAb de conejo
Observaciones/alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Especie	Humano
ID génico (humano)	7099
ID génico	7099
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-228 del TLR4 humano (NP_612564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O00206
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo