

Tm4Sf19, Anticuerpo Policlonal De Conejo - Q96Dz7

Número de artículo: CM0021415

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TM4SF19 (OCTM4) para WB, IF-P y ELISA. Reconoce TM4SF19 humano y de ratón, una proteína de membrana lisosomal de 22 kDa que regula la V-ATPasa y la maduración de los osteoclastos. Adecuado para investigaciones en inmunología y hueso.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra TM4SF19
Observaciones/Alias	OCTM4; TM4SF19
Especie	Humano
GeneID (humano)	116211
GeneID	116211
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de TM4SF19 humano (NP_001191827.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q96DZ7
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo