

Anticuerpo Policlonal De Conejo Tm9Sf1 Para Wb Y Elisa - O15321

Número de artículo: CM0025164

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TM9SF1 para WB y ELISA, dirigido a TM9SF1 humano y de ratón, una proteína transmembrana relacionada con la autofagia. Ideal para uso en investigación en estudios de autofagia y proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TM9SF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MP70; HMP70; TM9SF1
Especie	Humano
GeneID	10548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-230 de TM9SF1 humano (NP_006396.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O15321
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo