

Anticuerpo Policlonal De Conejo Tmem165 Para Wb Y Elisa - Q9Hc07

Número de artículo: CM0022167

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM165 humano, un antiportador de cationes divalentes de Golgi. Validado para WB y ELISA; ideal para la investigación de trastornos de glicosilación y transporte de iones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	TMEM165 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FT27; GDT1; CDG2K; TPARL; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55858
GeneID	55858
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 172-230 de TMEM165 humano (NP_060945.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC07
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo