

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Tmem184A Para Wb Y Elisa - Q6Zmb5

Número de artículo: CM0030846

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM184A, adecuado para Western blot y ELISA, detecta TMEM184A (SDMG1) humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Receptor de heparina implicado en el transporte vesicular. Ideal para estudios de biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TMEM184A
Observaciones/Alias	SDMG1; TMEM184A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	202915
ID del gen	202915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 324-413 de la TMEM184A humana (NP_001091089.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6ZMB5
Peso molecular de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo