

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmem43 Para Wb, Elisa - Q9Btv4

Número de artículo: CM0025534

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM43 humano (LUMA). Validado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios sobre la estructura de la envoltura nuclear, señalización inmune innata vía cGAS-STING y activación de NF-kappa-B. Detecta una banda de 45kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-TMEM43
Observaciones/Alias	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79188
GeneID	79188
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-310 de TMEM43 humano (NP_077310.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BTV4
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo