

Pab De Conejo Contra Tmem44 - Q2T9K0

Número de artículo: CM0019917

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM44 validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la proteína transmembrana humana 44, una fosfoproteína de membrana con isoformas generadas por corte y empalme alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TMEM44
Observaciones/Alias	TMEM44
Especie	Humano
GeneID (humano)	93109
GeneID	93109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-260 de TMEM44 humana (NP_001159777.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q2T9K0
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo