

Tmem55A Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q8N4L2

Número de artículo: CM0020409

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TMEM55A humana (PIP4P2), una fosfatasa 4 de fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato de tipo 2 implicada en el metabolismo de los lípidos. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TMEM55A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TMEM55A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55529
GeneID	55529
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-195 de la TMEM55A humana (NP_061180.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8N4L2
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo