

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tmx2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y320

Número de artículo: CM0019290



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TMX2 (Q9Y320) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Investigue el papel de la proteína transmembrana relacionada con tiorredoxina 2 en la regulación redox y la función retículo-mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TMX2
Abreviaturas/Alias	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Especie	Humano
ID genético (Humano)	51075
ID genético	51075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-296 de la TMX2 humana (NP_057043.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y320
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo