

Tnnt3 Rabbit Pab - P45378

Número de artículo: CM0015409

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TNNT3 humana (troponina T del músculo esquelético rápido) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la contracción muscular y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TNNT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TNTF; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7140
ID de gen	7140
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 147-256 de TNNT3 humana (NP_001036246.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P45378
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo