

Anticuerpo Policlonal De Conejo Tomm34 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15785

Número de artículo: CM0028490

Introducción

TOMM34 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA. Dirigido al receptor de importación mitocondrial TOM34; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de importación de proteínas mitocondriales y función de chaperona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TOMM34 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10953
GeneID	10953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de TOMM34 humano (NP_006800.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15785
Peso Molecular de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo