

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Tomm7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P0U1

Número de artículo: CM0007057



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TOMM7 altamente específico, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios sobre la importación mitocondrial, la mitofagia PINK1/Parkin y el complejo TOM.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TOMM7
Observaciones/alias	TOM7; TOMM7
Especie	Humano
GeneID (humano)	54543
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-55 de TOMM7 humano (NP_061932.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9P0U1
Peso de la proteína	6 kDa
Envío	Bolsa de hielo