


Tp53Bp1 Rabbit Pab - Q12888

Número de artículo: CM0019150



Introducción

TP53BP1 Rabbit pAb validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Reconoce la proteína de reparación del ADN 53BP1 de 214 kDa, esencial para la reparación de roturas de doble cadena y la investigación de la recombinación de cambio de clase.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TP53BP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7158
ID del gen	7158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 895-1031 de TP53BP1 humano (NP_005648.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q12888
Peso de la proteína	214 kDa
Envío	Bolsa de hielo