

Tp53I11 Pab De Conejo - 014683

Número de artículo: CM0017246

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TP53I11 (PIG11) humano validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Diseñado para investigación sobre la vía de señalización de p53 y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TP53I11 pAb de conejo
Observaciones/Alias	PIG11; TP53I11
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9537
ID del gen	9537
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de TP53I11 humano (NP_001245249.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14683
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo