


Anticuerpo Policlonal De Conejo Tpm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P06753

Número de artículo: CM0017038



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TPM3 de alta calidad adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la cadena alfa-3 de la tropomiosina en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para estudios de citoesqueleto y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TPM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7170
GeneID	7170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-285 de la TPM3 humana (NP_689476.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06753
Peso proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo