


Anticuerpo Policlonal De Conejo Traf4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Número de artículo: CM0029536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TRAF4 de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta TRAF4 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre señalización de EGFR, apoptosis y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRAF4
Observaciones/Alias	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9618
GeneID	9618
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 251-470 de TRAF4 humano (NP_004286.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUZ4
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo