


Mab De Conejo Anti-Trail/Tnfsf10 - P50591

Número de artículo: CM0004811



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra TRAIL/TNFSF10 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para investigación en apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-TRAIL/TNFSF10
Observaciones/Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8743
GeneID	8743
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-281 de TRAIL/TNFSF10 humano (NP_003801.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50591
Peso molecular de la proteína	12 kDa/33 kDa
Envío	Bolsa de hielo