


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Treml1 Para Wb, Elisa - Q86Yw5

Número de artículo: CM0017971



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TREML1 humano (TLT-1, proteína tipo receptor desencadenante expresado en células mieloides 1) validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TREML1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dj238023.3; TREML1
Especie	Humano
ID de Gen	340205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-162 de TREML1 humano (NP_835468.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86YW5
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo