

Trim27 Conejo Pab - P14373

Número de artículo: CM0024172

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TRIM27 validado para IHC-P y ELISA. Reconoce TRIM27 humano, de ratón y de rata, permitiendo la investigación sobre ubiquitinación, apoptosis, inmunidad innata y vías de autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TRIM27 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RFP; RNF76; TRIM27
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5987
ID del Gen	5987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de TRIM27 humano (NP_006501.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14373
Peso de la Proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo