

Anticuerpo Policlonal De Conejo Trim47 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ld4

Número de artículo: CM0019883

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TRIM47 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta TRIM47 endógeno en humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de la vía de ubiquitina y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRIM47
Observaciones/Alias	GOA; RNF100; TRIM47
Especie	Humano
GenelD (humano)	91107
GenelD	91107
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 356-530 de TRIM47 humano (NP_258411.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96LD4
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo