


Trim5 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9C035

Número de artículo: CM0020938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TRIM5 de alta calidad, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Reconoce TRIM5 endógeno (Q9C035) para la investigación de la restricción retroviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM5 pAb de conejo
Observaciones/alias	RNF88; TRIM5alpha; TRIM5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	85363
ID del gen	85363
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de TRIM5 humano (NP_149083.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9C035
Peso molecular	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo