


Trim5 Pab De Conejo - Q9C035

Número de artículo: CM0021599



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo (pAb) contra TRIM5 validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta TRIM5 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata; peso molecular predicho ~56 kDa. Apto para investigación sobre inmunidad innata antiviral y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TRIM5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RNF88, TRIM5alfa, TRIM5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	85363
GeneID	85363
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 100-200 de la proteína TRIM5 humana (NP_149083.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9C035
Peso molecular de la proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo