

Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K14 (Q16695 / P68431) Para Wb, If, Elisa

Número de artículo: CM0000343



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para la lisina 14 trimetilada de la Histona H3 (UniProt Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad en humano, ratón, rata y una amplia cobertura prevista entre especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TriMetil-Histona H3-K14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo