


Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip Y Elisa

Número de artículo: CM0000367



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la lisina 27 trimetilada de la histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq y ELISA. Adecuado para humanos, ratones, ratas y otras especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo TriMetil-Histona H3-K27
Notas / Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K27
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Predicción de amplio rango)
SWISS	Q16695/P68431
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo