

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K36 (K36Me3), Q16695/P68431 - Wb, Chip-Seq, Ihc-P

Número de artículo: CM0000295



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo TriMetil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) para WB, ChIP-seq, IHC-P. Detecta la modificación K36me3 en la histona H3 en humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo TriMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético trimetilado alrededor de K36 de la Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo