

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Trimetil-Histona H3-K36 Para Investigación Epigenética (Q16695/P68431)

Número de artículo: CM0000267



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la lisina 36 trimetilada de las histonas H3.1t y H3.1 humanas (Q16695/P68431). Validado para WB, ChIP, IF/ICC y ELISA con amplia reactividad entre especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del producto	pAb de conejo contra TriMetil-Histona H3-K36
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K36
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos metilados
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otras (Amplio rango predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo