


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K4 (H3K4Me3) - Q16695/P68431 Para Chip-Seq Y Wb

Número de artículo: CM0000396



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la lisina 4 trimetilada de la histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA. Adecuado para investigación de biomarcadores epigenéticos y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo pAb de conejo TriMetil-Histona H3-K4                                                                             |
| Observaciones/Alias | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K4                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | H3                                                                                                                          |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                                                   |
| Immunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la histona H3 humana (NP_003520.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Metilados                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)                                                                          |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 15 kDa                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |