


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K4 (Q16695 / P68431) Para Investigación Epigenética Y Chip, Wb, Elisa

Número de artículo: CM0000312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la lisina 4 trimetilada de la Histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudios epigenéticos y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo TriMetil-Histona H3-K4
Observaciones/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A
Especie	Humano
GenelD (humano)	8290/ 8350
GenelD	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético; un péptido sintético trimetilado alrededor de la K4 de la Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo