

Mab De Conejo Contra Trimetil-Histona H3-K4 - Q16695/P68431 - Anticuerpo Para Wb, Ihc-P, If, Chip

Número de artículo: CM0000330



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que reconoce la histona H3 trimetilada en lisina 4 (H3K4me3). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP. Reactividad cruzada predicha con humano, ratón y rata. Peso molecular de la proteína: 15 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra TriMetil-Histona H3-K4
Notas / Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético trimetilado de la región K4 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos contra proteínas metiladas
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (rango amplio predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso molecular de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo