

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Trimetil-Histona H3-K56 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número de artículo: CM0000296



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TriMetil-Histona H3-K56 de alta especificidad que reconoce la lisina 56 trimetilada de la H3.1/H3.1t humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA y ChIP-seq; presenta reactividad cruzada con humano, ratón, rata y otras especies.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra TriMetil-Histona H3-K56                                         |
| Observaciones/Alias | H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K56                       |
| Especie             | Humano                                                                               |
| GeneID (humano)     | H3                                                                                   |
| GeneID              | 8290/8350                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético trimetilado alrededor de K56 de la Histona H3 humana (NP_003520.1) |
| Origen              | Conejo                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos metilados                                                                |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata, Otras (predicción de amplio rango)                              |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                        |
| Peso de la proteína | 15 kDa                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                       |