

Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H3-K64 (Q16695/P68431) (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Número de artículo: CM0000298



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TriMetil-Histona H3-K64 para Western blot, IHC en parafina, IF/ICC y ELISA. Predicho para reconocer la lisina 64 trimetilada de la histona H3 de humano, ratón, rata y otras especies. Ideal para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo TriMetil-Histona H3-K64
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K64
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Péptido sintético. Un péptido sintético trimetilado alrededor de K56 de la TriMetil-Histona H3-K64 humana (NP_003520.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo