

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Trimetil-Histona H3-K79 (Q16695 / P68431) Para Wb, Chip, Epigenética

Número de artículo: CM0000327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para Histona H3 trimetilada en lisina 79 (H3K79me3). Apto para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Herramienta clave para la investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo anti-TriMetil-Histona H3-K79
Observaciones/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K79
Especie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Inmunógeno	Un péptido sintético trimetilado alrededor de K79 de la histona H3 humana (NP_003520.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo