


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Trimetil-Histona H4-K20 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc

Número de artículo: CM0000315



Introducción

El mAb de Conejo TriMetil-Histona H4-K20 (P62805), validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, detecta la lisina 20 trimetilada de la Histona H4 en humanos, ratones y ratas. Este anticuerpo monoclonal recombinante de 11 kDa respalda la investigación en biología epigenética y de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TriMetil-Histona H4-K20
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	8359
GeneID	8359
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otros (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Molecular de la Proteína	11kDa
Envío	Bolsa de hielo