


Anticuerpo Policlonal De Conejo Trimetil-Histona H4-K20 Para Wb/Ihc/If (P62805)

Número de artículo: CM0000257



Introducción

Explore el pAb de Conejo TriMetil-Histona H4-K20 (P62805) de CamelBio para WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA. Específico para humano, ratón, rata y más. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TriMetil-Histona H4-K20
Observaciones/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMetil-Histona H4-K20
Especie	Humano
GenelD (humano)	H4
GenelD	8359
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido trimetilado sintético alrededor de K20 de la histona H4 humana (NP_003529.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Otro (Rango Amplio Predicho)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo