

Anticuerpo Policlonal Triobp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Número de artículo: CM0030334

Introducción

Anticuerpo policlonal TRIOBP (Humano, Ratón) validado para WB, IHC-P, ELISA. Esencial para la organización del citoesqueleto de actina y la formación de raicillas de estereocilios. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TRIOBP
Observaciones/Alias	TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP
Especies	Humano
GeneID (Humano)	11078
GeneID	11078
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-310 del TRIOBP humano (NP_008963.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H2D6
Peso Molecular de la Proteína	261kDa
Envío	Bolsa de hielo