


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Trka Para Wb, Elisa - P04629

Número de artículo: CM0005670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TrkA para WB y ELISA. Detecta la receptor tirosina quinasa TrkA/NTRK1 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre señalización neurotrófica y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TrkA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4914
GeneID	4914
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 697-796 de la TrkA humana (P04629).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04629
Peso de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo