


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Trka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Número de artículo: CM0020233



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de NGF de alta afinidad (TrkA) validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación en neurociencia y oncología. UniProt: P04629.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TrkA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4914
GeneID	4914
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la TrkA humana (NP_002520.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04629
Peso de la proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo