


Anticuerpo Policlonal De Conejo Trka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Número de artículo: CM0013346



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo TrkA validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige al receptor de NGF de alta afinidad NTRK1. Ideal para investigación en neurobiología, oncología y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TrkA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Especie Objetivo	Humano
ID de Gen	4914
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-796 de TrkA humano (NP_002520.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo